



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ,
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que se produzca un fallo electrónico en las manos mioeléctricas Steeper Select que bloquee el dedo pulgar e impida que el usuario pueda abrir la mano.

PRODUCTO:

Manos mioeléctricas Steeper Select, todos los modelos y tamaños de muñeca fabricadas o reparadas desde febrero de 2013 en adelante. Ver modelos y números de serie afectados en el Anexo 1 de la Nota de Aviso de la empresa.

Ref.: PS230/19

Us comunic que en data 06-5-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 06-5-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que se produzca un fallo electrónico en las manos mioeléctricas Steeper Select que bloquee el dedo pulgar e impida que el usuario pueda abrir la mano.

PRODUCTO:

Manos mioeléctricas Steeper Select, todos los modelos y tamaños de muñeca fabricadas o reparadas desde febrero de 2013 en adelante. Ver modelos y números de serie afectados en el Anexo 1 de la Nota de Aviso de la empresa.

FABRICANTE:

Hugh Steeper Ltd, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR:

Thuasne España, Calle de la Avena 22, Nave 3-5 P. I, Calle de Polvoranca, 28914 Leganés, Madrid ."

Palma, 6 de maig de 2019

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)
La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>

