



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad relacionadas con la posibilidad de que al utilizar los circuitos respiratorios calefactados VentStar Helix Heated junto con un humidificador distinto al mencionado en las instrucciones de uso, cuya combinación no sea autorizada, se pueda inflamar el gas respiratorio y el paciente pueda sufrir quemaduras.

PRODUCTO

Circuito respiratorio calefactado VentStar Helix Heated

Ref.: PS254/20

Us comunic que en data 19-5-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 19-5-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencias de seguridad relacionadas con la posibilidad de que al utilizar los circuitos respiratorios calefactados VentStar Helix Heated junto con un humidificador distinto al mencionado en las instrucciones de uso, cuya combinación no sea autorizada, se pueda inflamar el gas respiratorio y el paciente pueda sufrir quemaduras.

PRODUCTO

Circuito respiratorio calefactado VentStar Helix Heated

FABRICANTE

Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

Dräger Medical Hispania, S.A. sita en C/ Xaudaró, 5, 28034 Madrid"

Palma, 19 de maig de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda