



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad y actualización de la aplicación de software Modelo A810 de la bomba SynchroMed™ II, que se utiliza con la tablet de programación del médico CT900, a la versión 1.1.342, debido a que las versiones anteriores del software no resuelven un error específico de la memoria de la bomba que potencialmente puede inhibir la ejecución del comando de actualización de la bomba.

PRODUCTO

Aplicación de software Modelo A810 de la bomba SynchroMed™ II utilizada con la tablet de programación del médico CT900

Ref.: PS405/20

Us comunic que en data 20-7-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 20-7-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

" Advertencia de seguridad y actualización de la aplicación de software Modelo A810 de la bomba SynchroMed™ II, que se utiliza con la tablet de programación del médico CT900, a la versión 1.1.342, debido a que las versiones anteriores del software no resuelven un error específico de la memoria de la bomba que potencialmente puede inhibir la ejecución del comando de actualización de la bomba.

PRODUCTO

Aplicación de software Modelo A810 de la bomba SynchroMed™ II utilizada con la tablet de programación del médico CT900

FINALIDAD PREVISTA

Programar la bomba de infusión de fármacos implantable SynchroMed™ II de Medtronic

FABRICANTE

Medtronic Inc, EEUU



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

Medtronic Ibérica S.A; C/ María de Portugal, 11. 28050 Madrid"

Palma, 20 de juliol de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda