



Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad y actualización del software de las estaciones de anestesia Perseus A500, debido a un posible fallo de la interfaz de Medibus de Perseus A500, lo cual puede ocasionar retrasos en la visualización de las curvas de ventilación y arranques en caliente.

PRODUCTO

Perseus A500 (modelo MK06000)

Ref.: PS417/20

Us comunic que en data 24-7-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 24-7-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficina del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

" Advertencia de seguridad y actualización del software de las estaciones de anestesia Perseus A500, debido a un posible fallo de la interfaz de Medibus de Perseus A500, lo cual puede ocasionar retrasos en la visualización de las curvas de ventilación y arranques en caliente.

PRODUCTO

Perseus A500 (modelo MK06000)

FINALIDAD PREVISTA

Estación de anestesia

Nº SERIE

ASCF-0001 hasta ASNF-0055

VERSION SOFTWARE

SW2.0n

FABRICANTE

Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania

DISTRIBUIDOR

- Oiz Medical, S.L. C/Julio Urquijo 6, 7ºC. C.P. 48014 Bilbao (Vizcaya)
- Dräger Medical Hispania. C/Xaudaró 5. C.P. 28034 Madrid
- Genke Rent, S.L. Playa de las Américas 2, Oficina B2. C.P. 28090 Las Rozas (Madrid) "



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Palma, 24 de juliol de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda