



**Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad relacionada con los analizadores ABL90 FLEX y ABL90 FLEX PLUS debido al riesgo de interpretación errónea de las etiquetas impresas localmente, por el uso de códigos de barras sin dígito de control.**

**PRODUCTO**

**Analizadores ABL90 FLEX (Modelo: 393-090) y ABL90 FLEX PLUS (Modelo: 393-092)**

**Ref.: PS088/20**

Us comunic que en data 19-2-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 19-2-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad relacionada con los analizadores ABL90 FLEX y ABL90 FLEX PLUS debido al riesgo de interpretación errónea de las etiquetas impresas localmente, por el uso de códigos de barras sin dígito de control.

**PRODUCTO**

**Analizadores ABL90 FLEX (Modelo: 393-090) y ABL90 FLEX PLUS (Modelo: 393-092)**

**FINALIDAD PREVISTA**

Analizador portátil automatizado, que mide el pH, gases sanguíneos, electrolitos, glucosa, lactato, bilirrubina y la oximetría en sangre.

**VERSION SOFTWARE**

Anteriores a la V3.4 MR2

**FABRICANTE**

Radiometer Medical ApS, Dinamarca



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
I FARMÀCIA

**DISTRIBUIDOR**

RADIOMETER IBERICA SL, Avda. de Valgrande 8 -2ª planta, 28108 Alcobendas (Madrid)"

Palma, 19 de febrer de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia  
Atanasio García Pineda