



Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad relacionada con el mantenimiento y reemplazo de las baterías de los electrocardiógrafos CARDIOVIT, debido a la posibilidad de que se produzca sobrecalentamiento de la batería, humo y deformación de la carcasa del equipo si se excede el tiempo de reemplazo recomendado (24 meses).

PRODUCTO

Electrocardiógrafos CARDIOVIT MS-2007/2010/2015:

- CARDIOVIT MS-2007

Artículo: 0A.101000; 3.900790 Standard; 3.900797 WLAN

- CARDIOVIT MS-2010

Artículo: 0.090000; 3.900800 Standard; 3.900805 WLAN; 3.900804 WLAN/GSM

- CARDIOVIT MS-2015

Artículo: 0A.100000; 3.900810 Standard; 3.900829 Standard 2014; 3.900812 WLAN/GSM; 3.900830 WLAN/GSM 2014; 3.900833 WLAN

Ref.: PS010/19

Us comunic que en data 11-1-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 11-1-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad relacionada con el mantenimiento y reemplazo de las baterías de los electrocardiógrafos CARDIOVIT, debido a la posibilidad de que se produzca sobrecalentamiento de la batería, humo y deformación de la carcasa del equipo si se excede el tiempo de reemplazo recomendado (24 meses).

PRODUCTO

Electrocardiógrafos CARDIOVIT MS-2007/2010/2015:

- CARDIOVIT MS-2007

Artículo: 0A.101000; 3.900790 Standard; 3.900797 WLAN

- CARDIOVIT MS-2010

Artículo: 0.090000; 3.900800 Standard; 3.900805 WLAN; 3.900804 WLAN/GSM

- CARDIOVIT MS-2015

Artículo: 0A.100000; 3.900810 Standard; 3.900829 Standard 2014; 3.900812 WLAN/GSM; 3.900830 WLAN/GSM 2014; 3.900833 WLAN

Nº SERIE

Todos los números de serie

FABRICANTE

Schiller AG, Suiza.



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ,
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR
SCHILLER ESPAÑA, S.A.U., C/ Dublín 1, Of. 2 (Európolis), 28232 Las Rozas, Madrid."

Palma, 11 de gener de 2019

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)
La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
María de los Ángeles Rojo Arias