



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad e instrucciones relacionadas con la realización inmediata del Test de funcionamiento manual en los monitores/desfibriladores HeartStart MRx, en caso de sufrir una caída o someterse a un choque mecánico severo, aunque la carcasa exterior siga intacta, debido al riesgo de que pueda tener daños internos y no administre la terapia.**

**PRODUCTO**

**Monitor/Desfibrilador HeartStart MRx**

**Ref.: PS164/20**

Us comunic que en data 27-3-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 27-3-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencias de seguridad e instrucciones relacionadas con la realización inmediata del Test de funcionamiento manual en los monitores/desfibriladores HeartStart MRx, en caso de sufrir una caída o someterse a un choque mecánico severo, aunque la carcasa exterior siga intacta, debido al riesgo de que pueda tener daños internos y no administre la terapia.

**PRODUCTO**

**Monitor/Desfibrilador HeartStart MRx**

**FABRICANTE**

**Philips Medical Systems, Estados Unidos**



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
I FARMÀCIA

**DISTRIBUIDOR**

Philips Ibérica S.A.U. C/María de Portugal, 1. 28050 Madrid"

Palma, 27 de març de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia  
Atanasio García Pineda