



**Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de los desinfectantes Rely+On Perasafe ®, para limitar el número máximo de usos (20 inmersiones) e indicar que se debe asegurar un enjuague completo después de la pre-limpieza para eliminar cualquier residuo.**

**PRODUCTO**

**Rely+On Perasafe ®, todos los tamaños de envases (sobres de 16.2g, botes de 81g, 162g y 810g)**

**Ref.: PS198/20**

Us comunic que en data 16-4-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 16-4-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de los desinfectantes Rely+On Perasafe ®, para limitar el número máximo de usos (20 inmersiones) e indicar que se debe asegurar un enjuague completo después de la pre-limpieza para eliminar cualquier residuo.

**PRODUCTO**

Rely+On Perasafe ®, todos los tamaños de envases (sobres de 16.2g, botes de 81g, 162g y 810g)

**FINALIDAD PREVISTA**

Desinfectante de alto nivel para productos sanitarios invasivos y no invasivos

**Nº LOTE**

Todo el producto que no haya superado la fecha de caducidad

**FABRICANTE**

Antec International Limited, Reino Unido

**DISTRIBUIDOR**

FHP S.L, C/ Berlín, Nave 6 A, Polígono Industrial Europolis, 28232 Las Rozas, Madrid"

Se adjunta Nota de Aviso de la Empresa y las Instrucciones de uso actualizadas



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

Palma, 16 d'abril de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia  
Atanasio García Pineda