



Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que en determinadas mesas quirúrgicas MEERA la toma de plástico se suelte de la caja metálica y los componentes electrónicos queden expuestos.

PRODUCTOS

Mesa quirúrgica móvil MEERA, Números de referencia 720001B2, 720001B0, 720001F2, 720001F0, 710001B2, 710001B0, 710001F0

Ref.: PS200/19

Us comunic que en data 23-4-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 23-4-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que en determinadas mesas quirúrgicas MEERA la toma de plástico se suelte de la caja metálica y los componentes electrónicos queden expuestos.

PRODUCTOS

Mesa quirúrgica móvil MEERA, Números de referencia 720001B2, 720001B0, 720001F2, 720001F0, 710001B2, 710001B0, 710001F0

Nº DE SERIE

Nº Catalogo: 720001B2 - Nº de serie:1 - 416
Nº Catalogo: 720001B0 - Nº de serie:1 - 1416
Nº Catalogo: 720001F2 - Nº de serie:1 - 91
Nº Catalogo: 720001F0 - Nº de serie:1 - 220
Nº Catalogo: 710001B2 - Nº de serie:1 - 8
Nº Catalogo: 710001B0 - Nº de serie:1 - 11
Nº Catalogo: 710001F0 - Nº de serie:1 - 1

FABRICANTE

Geringe - MAQUET GmbH, Alemania.



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B PLANIFICACIÓ,
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

Getinge Group Spain, sita en Calle Marie Curie 5, Edif. Alfa, Ofic. 6.1-6.2, 28521 Rivas Vaciamadrid."

Palma, 23 d'abril de 2019

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer