



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que el indicador de estado de la batería de los sistemas ecográficos BARD Site-Rite® 8 (Ref. 9770550) muestre de forma incorrecta una carga disponible cuando la batería está casi agotada.

PRODUCTO

Sistema ecográfico BARD Site-Rite® 8 (Ref. 9770550)

Ref.: PS027/20

Us comunic que en data 22-1-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 22-1-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que el indicador de estado de la batería de los sistemas ecográficos BARD Site-Rite® 8 (Ref. 9770550) muestre de forma incorrecta una carga disponible cuando la batería está casi agotada.

PRODUCTO

Sistema ecográfico BARD Site-Rite® 8 (Ref. 9770550)

FINALIDAD PREVISTA

Dispositivo ecográfico portátil que realiza ecografías en 2D en tiempo real y cuenta con aplicaciones personalizadas de acceso vascular, documentación sobre procedimientos, herramientas de medida de vasos y conectividad electrónica.

FABRICANTE

Bard Access Systems Inc., Estados Unidos



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

Becton Dickinson S.A., Camino de Valdeoliva, s/n, 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid"

Palma, 22 de gener de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda