



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad y corrección del software de los sistemas AQUIRE con versiones inferiores a 2.3.5, debido a que cuando se conectan a ciertos dispositivos no Radiometer, se podrían mezclar los resultados de los pacientes.

PRODUCTO: Sistema AQUIRE

Ref.: PS449/19

Us comunic que en data 06-8-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 06-8-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

ASUNTO: Advertencias de seguridad y corrección del software de los sistemas AQUIRE con versiones inferiores a 2.3.5, debido a que cuando se conectan a ciertos dispositivos no Radiometer, se podrían mezclar los resultados de los pacientes.

PRODUCTO: Sistema AQUIRE

FINALIDAD PREVISTA: El sistema AQUIRE permite gestionar dispositivos de análisis y perfiles de operadores. Gestiona incidencias relacionadas con el rendimiento de estos dispositivos y ayuda a resolverlas, ofrece una visión continua del estado de los dispositivos y permite al usuario registrar muestras y envía los resultados al usuario y/o al sistema HIS/LIS.

VERSION SOFTWARE: Inferior a la versión 2.3.5

FABRICANTE: Radiometer Medical ApS, Dinamarca.

DISTRIBUIDOR: Radiometer Ibérica, S.L. Avda. de Valgrande, 8 piso 2º, 28108 Alcobendas, Madrid.

Palma, 6 d'agost de 2019

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda