



**Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad relacionada con los monitores Philips Efficia CM, debido a la posibilidad de que las baterías de ion-litio que hayan excedido su vida útil se sobrecalienten/incendien.**

**PRODUCTO: Monitores Philips Efficia CM**

**Ref.: PS061/19**

Us comunic que en data 05-2-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 05-2-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

ASUNTO: Advertencia de seguridad relacionada con los monitores Philips Efficia CM, debido a la posibilidad de que las baterías de ion-litio que hayan excedido su vida útil se sobrecalienten/incendien.

PRODUCTO: Monitores Philips Efficia CM:

- CM10 referencia 863301
- CM12 referencia 863303
- CM100 referencia 863300
- CM120 referencia 863302
- CM150 referencia 863304

FINALIDAD PREVISTA: Monitores de paciente diseñados para la monitorización, registro y creación de alarmas de numerosos parámetros fisiológicos de pacientes adultos, pediátricos y neonatales por parte de profesionales sanitarios.

Nº SERIE: La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los nº de serie afectados.

FABRICANTE: Philips Medical Systems, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR: Philips Ibérica, S.A., C/ María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

Palma, 5 de febrer de 2019

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez  
p.d.(resolució 10/03/2016)  
La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer